


Soluzioni RFID: sicurezza dei pazienti ed efficienza economica

Incrementare la sicurezza dei pazienti in ospedale

CT4-LX RFID


✓ Nessun fastidio per il paziente

La scansione del braccialetto RFID del paziente può essere eseguita anche attraverso una coperta, consentendo la verifica dell'identità senza svegliare il paziente.



✓ Impedire l'uscita non autorizzata dei pazienti

Utilizzare gate RFID per eseguire la scansione di pazienti che li attraversano ed evitare che lascino le strutture ospedaliere senza autorizzazione.



*In fase di sviluppo

Risparmiare tempo e denaro nella gestione quotidiana delle risorse

CL4NX RFID


Gestione delle risorse con RFID

✓ Gestire le apparecchiature in entrata e uscita

✓ Gestire lo smaltimento dei dispositivi medici monouso

Sfruttare la tecnologia RFID per gestire al meglio l'inventario, le risorse e altro:

- Dispositivi medici come impianti, ecc.
- Apparecchiature mediche e altre risorse come sedie a rotelle, pompe, ecc.
- Smaltimento rifiuti



La nostra rete globale

(A settembre 2019)



Per maggiori informazioni, contattate il vostro ufficio SATO di riferimento, o visitate il sito:

satoeurope.com

Tutte le informazioni in questo opuscolo sono aggiornate a maggio 2020.
Le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso.
Qualsiasi riproduzione, intera o parziale, non autorizzata del contenuto di questo opuscolo è severamente vietata.
Tutti i nomi di software, prodotti o società sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
© SATO HOLDINGS CORPORATION. Tutti i diritti riservati.

SATO
Powered On Site /

Patient Safety
SATO Healthcare


Soluzioni per ospedali e strutture sanitarie

SATO migliora la sicurezza e l'efficienza nelle strutture sanitarie

Reparto medico

Garantire la correttezza dell'ID paziente

L'uso dei braccialetti garantisce che l'ID del paziente corrisponda con quello riportato sulle siringhe o sulle provette con i campioni.



Garantire la precisione dei trattamenti

Le etichette vengono stampate in reparto dopo la preparazione del farmaco. Queste etichette sono facili da staccare qualora gli ordini fossero modificati o annullati.



Migliorare l'efficienza stampando etichette su richiesta

Le nostre stampanti mobile consentono di stampare l'etichetta del campione presso il letto del paziente.



Realizzare un'etichetta ideale

Le nostre etichette per provette per il prelievo di sangue sono estremamente adesive, ma possono comunque essere rimosse senza lasciare tracce. Sono anche resistenti all'alcol.



Reparto maternità

WS2 CT4-LX

Eliminare il rischio di scambio di neonati e garantire il corretto abbinamento madre-figlio

Con un braccialetto madre-figlio tutto in uno, è possibile staccare il braccialetto ID del bambino direttamente da quello della madre e applicarlo al neonato subito dopo il parto.



Registrazione dei pazienti

WS2 CT4-LX

Identificazione certa anche per i pazienti ambulatoriali

Braccialetti a breve termine da utilizzare per pazienti ambulatoriali. Sono inoltre disponibili anche etichette per i visitatori e biglietti di appuntamento riscrivibili.



Cucina



Gestire le esigenze alimentari e incrementare la sicurezza

Semplifica la stampa di etichette per il servizio mensa. È inoltre possibile aumentare la sicurezza eseguendo un controllo incrociato tra alimenti e ID del paziente.



Cucina

Magazzino/Centro di sterilizzazione

Magazzino/Centro di sterilizzazione



Gestire con precisione la movimentazione delle apparecchiature interne

Monitora e gestisci con precisione la movimentazione interna dei dispositivi utilizzando etichette con codici a barre applicate a ogni apparecchiatura.



Ottimizzare le risorse e la gestione dell'inventario

È possibile assicurarsi un rifornimento costante monitorando ogni dispositivo/apparecchiatura con etichette rimovibili e codice a barre.



Fatturazione precisa ed efficiente

Ottimizza il processo di fatturazione e garantisce la precisione monitorando la strumentazione usata grazie alle etichette rimovibili.



Laboratorio clinico/Patologia



Gestire i campioni utilizzando etichette speciali

Per gestire i campioni dei test patologici si utilizzano etichette resistenti a solventi particolari.




Migliorare la gestione dei campioni elaborati

Vengono stampate etichette per campioni multipli e test esterni. È possibile modificare queste etichette per micropiastre e piastre di Petri.



Migliorare la gestione dei prodotti ematici per la sicurezza del paziente

Forniamo soluzioni per la stampa di etichette di compatibilità, etichette per trasfusioni e per autotrapianti. Controllo incrociato tra etichette e cartelle cliniche elettroniche per un'ulteriore autenticazione/verifica.



Farmacia centrale

Controllare i farmaci in uscita

È possibile stampare la ricetta su etichette con codici a barre per garantire che i farmaci giusti arrivino al giusto paziente. Sono inoltre disponibili etichette per contenitori di liquidi.

